



### **Contador de Células Somáticas Marca Bentley Modelo Somacount FC**

La Somacount FC proporciona una medición rápida y precisa de células somáticas (SCC) para detección temprana de mastitis leche. Este sistema está diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad, facilidad de uso y mediciones de precisión.

Este instrumento es ideal para pequeños y medianos laboratorios que necesitan un sistema conteo de células somáticas de fácil mantenimiento.

- Proceso patentado basado en el principio de citometría de flujo de fluorescencia
- Capaz de analizar hasta 150 muestras por hora
- Interfaz informática estándar que ofrece flexibles opciones de salida de datos
- Muestreador automático opcional para análisis completamente automatizado con bajo mantenimiento
- Amplia variedad de opciones de salida de datos, incluyendo las conexiones de red a las que se puede dar formato fácilmente para ajustarse al sistema existente del usuario.
- Software amigable con interfaz gráfica de usuario (Windows) hacen que el sistema sea fácil de operar.
- Cumple con los requisitos de las normas de IDF para recuento de células somáticas y es un método aprobado por la AOAC.

### **Muestreador automático opcional**

Con el dispositivo automático de muestras, el Somacount FC ofrece un completo y altamente automatizado procedimiento de laboratorio, donde el proceso de trabajo es fácil de incorporar a la rutina.

- El muestreador automático puede manejar la mayoría de viales.
- Lectores de código de barras y RFID pueden ser conectados al robot automático para identificación de la muestra