

## CONSUMIBLES

La preparación es la clave para obtener buenos resultados.

OPSIS LIQUID LINE implementó el uso de materiales confiables que resisten altas temperaturas y ambientes altamente corrosivos, seleccionados cuidadosamente.

Cuenta con una amplia gama de consumibles y refacciones al alcance del operador; ya que cuenta con un código QR para la correcta identificación de sus refacciones requeridas.

OPSIS trae cristalería fabricada en Europa ofreciendo una gran durabilidad y alta precisión de sus productos.

Además de cristalería OPSIS cuenta con catalizadores fabricados en Europa con un bajo impacto ambiental y un gran ahorro de costos.



### Tabletas Kjeldahl.

- Tableta Missouri, Cu.
- Micro Cobre, Cu.
- Cobre Universal, Cu.
- Titanio, Cu-TiO<sub>2</sub>.
- Selenio, Se.
- Wieninger, Se-Cu.

### Tubos y Cristalería Kjeldahl.

- Tubos KjelROC 250 mL.
- Tubos KjelROC 750 mL.
- Conical Flask 250 mL.
- Bolling Rods.

