

SCRUBBER

El Depurador es un equipo recomendable para el control de humo y en áreas donde el agua es cara.

Los Depuradores KelROC están diseñados para funcionar en un entorno con exceso de humos corrosivos y altas temperaturas.

Los enfriadores y los contenedores están hechos de vidrio de borosilicato y tubos de conexión en Viton para soportar el entorno existente y reducir el costo de mantenimiento.

Su tamaño reducido facilita la instalación del Depurador cerca del Digestor KjelROC.

No necesita agua y contiene una bomba incorporada para la potencia de succión.



Los Depuradores KjelROC se pueden suministrar con configuraciones opcionales:

- Accesorio y enfriador de agua para aumentar aun mas la eficiencia de la extracción de humo.
- Trampa de agua para la digestión de muestras liquidas.
- Control de succión de 6 pasos accesible para regular la potencia de succión.